



## Anwendungsgebiete:

Folgende Indikationen können günstig beeinflusst werden:

- Asthma
- Bronchitis
- Pseudokrupp
- Heuschnupfen
- Infektanfälligkeiten
- Nasennebenhöhlen-Entzündungen
- COPD (chronic obstructive pulmonary disease)


## So erreichen Sie uns:

IMKEREI WEIGAND  
Tegernseer Weg 32  
82041 Oberhaching

Zugang der Api Station über  
Alte Oberbiburger Straße  
siehe Lageplan


**Mobil** 0172 533 13 24  
0176 963 17 007  
**mail** [imkerei.weigand@gmx.de](mailto:imkerei.weigand@gmx.de)  
**web** [imkerei-weigand.de](http://imkerei-weigand.de)

**Instagram** [imkerei.weigand](https://www.instagram.com/imkerei.weigand)  
**Twitter** @ImkereiWeigand  
**Facebook** Erich Weigand



## IMKEREI WEIGAND

### API - WELLNESS MIT BIENENSTOCKLUFT



Erfahren Sie mehr über  
das Geheimnis der  
Natur und die Heilung  
durch Bienen

## So funktioniert das **beecura**® SYSTEM

Bienen bringen neben dem Nektar weitere wertvolle Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Flavonoide aus Honig, Pollen, Wachs und Propolis in den Bienenstock hinein.

Diese werden durch die Wärme und durch die Ventilation, die die Bienen mit ihren Flügeln erzeugen, an die Bienenstockluft abgegeben.

In der beecura® API STATION stehen mehrere Bienenstöcke, die nur nach außen geöffnet sind. Somit haben die Anwender keinen Kontakt zu den Bienen.

Das beecura® Inhalationsgerät saugt die wohltuende Bienenstockluft sanft an und leitet sie in einem beheizten Schlauch zur Inhalationsmaske, ohne die Bienen zu stören. Ein Gitter im Deckel verhindert, dass die Bienen in den Schlauch gelangen können.

Die Anwender atmen die Bienenstockluft über die Inhaltsmaske in einer circa 30-minütigen, entspannenden Sitzung ein.

---

## „Technisch ausgefeilt und bienengerecht“

---

### Das **beecura**® SYSTEM als geprüftes Produkt

- Kein Stechrisiko durch autarken Behandlungsraum
- Festgelegte Anwendungsstandards zur Sicherheit von Anwender und Biene
- Keine Störung des Bienenvolkes durch Lärm und Vibration
- Zweischalig isolierte Haube und beheizter Schlauch verhindern Kondensation und Schimmelbildung
- Speziell entwickeltes Filtersystem verhindert Eindringen von größeren Bienenstockluftpartikeln in das Beatmungssystem
- Kein Zurückatmen in den Schlauch durch speziell entwickeltes Ventil
- Eigenes Behandlungsset für jede/n Anwender/in



Die Imkerei Weigand wird seit über 45 Jahren in zweiter Generation geführt.

Unser Ziel ist es, den Bienen ausschließlich durch Naturmaterialien ein Zuhause zu bieten, in dem sie sich wohl fühlen. Wenn es den Bienen gut geht, spiegelt sich das in den Bienenprodukten wieder.

Unsere Api-Station liegt am Rande von Deisenhofen, eingebettet zwischen Wald, Wiesen und Gärten. Landwirtschaft gibt es wenig. Hier tragen die Bienen Pollen und Nektar ein, der unglaublich breitgefächert und geschmacksintensiv ist. Diese Blütenvielfalt ist ein Segen zur Anwendung der Bienenstockluft.

Gerne können Sie sich auch bei uns mit Produkten der Bienenwelt für Leib und Seele etwas gönnen.

---

**Die Imkerei Weigand bietet Ihnen  
eine erholsame Atmosphäre zur  
wohltuenden Anwendung der  
Bienenstockluft.**

---

